

Pab Di Coniglio Anti Pan Fosfo-Tirosina - Pan P-Y

Numero articolo: CM0001258

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la pan fosfo-tirosina, adatto per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce uomo, topo, ratto e un'ampia gamma di altre specie. Ideale per la ricerca sulla fosforilazione della tirosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti Pan Fosfo-Tirosina
ID genico (Uomo)	Pan p-Y
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente S & T fosforilate.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista per un'ampia gamma)
Spedizione	Sacco di ghiaccio