

Pan-Succinyl-K Anticorpo Monoclonale Di Coniglio - Anticorpo Per Lisina Succinilata Per Wb, Ip, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000013

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Pan-Succinyl-K per il rilevamento di residui di lisina succinilata. Adatto per WB, IP, DB, ELISA con ampia cross-reattività prevista (umano, topo, ratto). Ideale per la ricerca sulle modificazioni post-traduzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Pan-Succinyl-K Anticorpo Monoclonale di Coniglio
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente K succinilato.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	WB, IP, DB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altri (Ampio Spettro Previsto)
Spedizione	Sacca di ghiaccio