

Anticorpo Policlonale Coniglio Pan-Simmetrico Di-Metil Arginina Per Western Blot (Wb) Ed Elisa

Numero articolo: CM0000218

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio (pAb) ad alta purezza pan-Simmetrico Di-Metil Arginina per Western Blot (WB) ed ELISA, prodotto contro un peptide dimetilarginina simmetrica. Offre un'ampia cross-reattività prevista su umano, topo e ratto per studi sulla metilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio pan-Simmetrico Di-Metil Arginina
ID Gene (Umano)	pan Rme2s
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente R metilata.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
Spedizione	Borsa del ghiaccio