

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Pan-Trimetil Lisina Per Wb, Ip, Elisa, Chip - Camelbio

Numero articolo: CM0000211

introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio contro pan-trimetil lisina, validato per Western blot, immunoprecipitazione, ELISA e ChIP. Rileva le modifiche della lisina trimetilata in esseri umani, topi, ratti e altre specie. Ideale per studi epigenetici e sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pan-Tri-Metil lisina Rabbit pAb
ID gene (Umano)	pan Kme1
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente K trimetilata.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista su ampia gamma)
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio