

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti Pan-Trimetil-Lisina (Pan Kme3) Per Wb E Elisa

Numero articolo: CM0000210

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la pan-trimetil-lisina (pan Kme3) per applicazioni WB e ELISA. Presenta reattività crociata con campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche su modifiche epigenetiche e post-traduzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb policlonale di coniglio anti pan-Trimetil-lisina
ID genico (Uomo)	pan Kme3
Immunogeno	Peptide sintetico contenente K trimetilata
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio