

Anticorpo Policlonale Rabbit Per Il Motivo Residuo Pan-Ubiquitina (K-E-Gg) Per Wb, Elisa

Numero articolo: CM0000039

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-motivo residuo pan-ubiquitina (K-ε-GG) convalidato per Western blot e ELISA. Rileva il motivo ubiquitinato in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitina e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb rabbit per il motivo residuo pan-ubiquitina (K-ε-GG)
Immunogeno	Peptide sintetico contenente il motivo ubiquitinato (K-ε-GG)
Origine	Rabbit
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Spedizione	Sacco di ghiaccio