

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Parg Per Wb, Elisa - Q86W56

Numero articolo: CM0014333



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PARG validato per Western blot ed ELISA. Riconosce la poli(ADP-ribosio) glicoidrolasi umana, un enzima chiave nella riparazione dei danni al DNA e nel metabolismo dell'ADP-ribosilazione. Peso molecolare previsto: 111 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PARG pAb di coniglio
Note/Alias	PARG99; PARG
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	8505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 777-976 della PARG umana (NP_003622.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q86W56
Peso della proteina	111 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante