

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Parp10 Per Wb, Elisa - Q53GL7

Numero articolo: CM0016292



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PARP10 umano (ARTD10), validato per WB ed ELISA. Adatto per studi sui percorsi di riparazione del danno al DNA, ADP-ribosilazione e segnalazione GSK3B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PARP10
Note/Alias	ARTD10; PARP10
Specie	Umano
GeneID (umano)	84875
GeneID	84875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di PARP10 umano (NP_116178.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q53GL7
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio