


Anticorpo Policlonale Coniglio Parp3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6F1

Numero articolo: CM0030560



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PARP3 (ARTD3) per Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Utile per lo studio della riparazione del DNA e della mono-ADP-ribosilazione. Peso 60 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARP3 Rabbit pAb
Note/Alias	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10039
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 178-533 di PARP3 umano (NP_005476.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6F1
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio