

Anticorpo Policlonale Pax4 Per Coniglio Per Wb, Elisa - 043316

Numero articolo: CM0026928

introduzione

Anticorpo policlonale PAX4 per coniglio validato per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce con PAX4 umano e murino, un fattore di trascrizione fondamentale per lo sviluppo delle cellule beta pancreatiche. Ideale per la ricerca sul diabete e sulla differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAX4 Rabbit pAb
Note / Alias	KPD; MODY9; PAX4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5078
GeneID	5078
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-200 di PAX4 umano (NP_006184.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	043316
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio