

Anticorpo Policlonale Coniglio Pbxip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Aq6

Numero articolo: CM0024970

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PBXIP1 umano (HPIP), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA; rileva target umani, di topo e ratto; proteina di 81 kDa; ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PBXIP1
Note/Alias	HPIP; PBXIP1
Specie	Umano
ID Gene	57326 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di PBXIP1 umano (NP_065385.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96AQ6
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio