

Pcnp Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q8Ww12

Numero articolo: CM0013258

introduzione

Anticorpo policlonale che targeting la proteina umana PCNP, una proteina nucleare implicata nella regolazione del ciclo cellulare. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCNP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PCNP
Specie	Umano
GenelD (Umano)	57092
GenelD	57092
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-178 del PCNP umano (NP_065090.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8WW12
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio