

Anticorpo Monoclonale Coniglio Pd-L1/Cd274 Per Fc, Elisa, Inibizione - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0003712



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PD-L1/CD274 umano (B7-H1), validato per citometria a flusso, ELISA e saggi di inibizione. Immunogeno ricombinante (aa 1-290), 33 kDa, per la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PD-L1/CD274 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	B7-H, B7H1, PDL1, PD-L1, hPD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PD-L1/CD274
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29126
GeneID	29126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-290 di PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA, Inibizione
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio