

Pdap1 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13442

Numero articolo: CM0028099

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDAP1 umano (PAP1/HASPP28), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PDGF e della regolazione della crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDAP1 pAb di coniglio
Note/Alias	PAP; PAP1; HASPP28; PDAP1
Specie	Uomo
GeneID	11333
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del PDAP1 umano (NP_055706.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13442
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio