

## Pdc Rabbit Pab - P20941

Numero articolo: CM0017184

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosducina (PDC) convalidato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce PDC umano, murino e ratto. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-246 della PDC umana. Ideale per la ricerca sulla trasduzione visiva.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | PDC Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC                                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 5132                                                                                                                         |
| GeneID              | 5132                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-246 della PDC umana (NP_002588.3) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Mouse, Ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | P20941                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 28kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |