

Anticorpo Policlonale Coniglio Pde11A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcr9

Numero articolo: CM0023679

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio PDE11A validato per WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio dell'idrolisi di cAMP/cGMP e della trasduzione del segnale in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDE11A Rabbit pAb
Note/Abbreviazioni	PPNAD2; PDE11A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	50940
ID gene	50940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 712-933 della PDE11A umana (NP_058649.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9HCR9
Peso molecolare proteico	105 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio