

Anticorpo Policlonale Coniglio Pdha2 (Wb, If/Icc, Elisa) - P29803

Numero articolo: CM0027814

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato al PDHA2 umano (sottounità alfa del piruvato deidrogenasi specifica del testicolo, 43kDa, SWISS P29803). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività in umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del metabolismo mitocondriale e della spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDHA2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PDHAL; SPGF70; PDHA2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5161
ID Gene	5161
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 119-388 del PDHA2 umano (NP_005381.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29803
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio