

Pdhx Coniglio Pab Per Wb, Ip, Elisa - 000330

Numero articolo: CM0027208



introduzione

PDHX Coniglio pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IP ed ELISA. Rileva il PDHX umano, murino e ratto, una proteina mitocondriale cruciale per l'assemblaggio del complesso della piruvato deidrogenasi e per il metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PDHX Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHXd; PDHX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8050
GeneID	8050
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00330
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio