

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pdk4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16654

Numero articolo: CM0028757



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PDK4 validato per Western blotting, IHC-P ed ELISA. Rileva PDK4 umano, di topo e di ratto, una chinasi mitocondriale che regola il metabolismo del glucosio e degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PDK4
Note/Alias	PDK4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5166
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 312-411 di PDK4 umano (NP_002603.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16654
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio