

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pdk4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16654

Numero articolo: CM0016813



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PDK4 di alta qualità validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con PDK4 umano, murino, di ratto (46kDa). Ideale per studi sul metabolismo del glucosio e degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PDK4 (pAb)
Note/Alias	PDK4
Specie	Umano
GeneID (umano)	5166
GeneID	5166
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 102-411 di PDK4 umano (NP_002603.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16654
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio