

Mab Di Coniglio Anti-Pdxk Per Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Numero articolo: CM0011704



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PDXK validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo della vitamina B6, degli enzimi dipendenti dal PLP e della malattia di Charcot-Marie-Tooth di tipo 6C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PDXK
Note/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8566
GeneID	8566
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 213-312 della PDXK umana (NP_003672.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O00764
Peso della proteina	27kDa/32kDa/35kDa
Spedizione	Borsa refrigerante