

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd94 Pe Per Citometria A Flusso - O54707

Numero articolo: CM0009437

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro CD94 murino (Klrd1), validato per la citometria a flusso. Mira al recettore inibitorio delle cellule NK per la ricerca sui checkpoint immunitari e l'immuno-oncologia. Cross-reattività con il mouse. 21kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD94 mAb
Note/Alias	CD94
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3824
GeneID	16643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 59-179 del CD94 murino (NP_034784.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Cross Reattività	Mouse
SWISS	O54707
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio