

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Cd15/Ssea-1 Umano Per Citometria A Flusso - P22083

Numero articolo: CM0004915

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di topo coniugato con PE è diretto specificamente contro l'antigene umano CD15/SSEA-1 (FUT4), una glicosiltransferasi che genera l'antigene Lewis X. Ideale per la rilevazione tramite citometria a flusso (FC). Accessione Swiss: P22083.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di topo anti-CD15/SSEA-1 umano
Note/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Specie	Umana
GeneID (umano)	2526
GeneID	2526
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P22083
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio