

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Cd171/L1Cam Umano Per Citometria A Flusso - P32004

Numero articolo: CM0011359



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD171/L1CAM umano, validato per la citometria a flusso. Supporta la ricerca sull'adesione delle cellule neurali, lo sviluppo cerebrale e i disturbi neurologici associati a L1CAM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PE anti-CD171/L1CAM umano
Note/alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3897
GeneID	3897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-1120 di CD171/L1CAM umano (NP_000416.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P32004
Peso della proteina	140 kDa/139 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante