


Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Umano Cd209/Dc-Sign Per Citometria A Flusso - Q9Nnx6

Numero articolo: CM0009717



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE targeting umano CD209/DC-SIGN, validato per la citometria a flusso. Adatto per studiare la funzione delle cellule dendritiche, il riconoscimento dei patogeni e la risposta immunitaria in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano CD209/DC-SIGN mAb
Osservazioni/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Specie	Umano
Gene ID (umano)	30835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 59-404 del CD209/DC-SIGN umano (NP_066978.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NNX6
Peso Proteico	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio