


Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Umano Cd22 Per Citometria A Flusso - P20273

Numero articolo: CM0004173



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD22 umano (Siglec-2), validato per citometria a flusso. Ideale per immunofenotipizzazione dei linfociti B, ricerca sul linfoma e studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human CD22 mAb
Note / Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	933
GeneID	933
Immunogeno	Proteina ricombinante
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P20273
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio