

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Umano Cd27 Per Citometria A Flusso - P26842

Numero articolo: CM0006181



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro il CD27 umano, un recettore costimolatorio del checkpoint immunitario su cellule T, cellule B e cellule NK. Validato per la citometria a flusso per studiare l'attivazione delle cellule T mediata da CD27 e la formazione della memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-umano CD27
Note/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPF52
Specie	Umano
ID gene (Umano)	939
ID gene	939
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio