

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Umano Cr2/Cd21 Per Fc - P20023

Numero articolo: CM0004746



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CR2/CD21 umano, validato per la citometria a flusso. Bersaglia il recettore del complemento di tipo 2 (recettore C3d/EBV), un corecettore delle cellule B e mediatore di ingresso virale. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE Coniglio anti-Umano CR2/CD21
Note/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1380
ID Gene	1380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-971 del CD21 umano (NP_001868.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20023
Peso Proteico	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio