

Anticorpo Monoclonale Anti-Met/C-Met Pe Per Citometria A Flusso - P08581

Numero articolo: CM0010444



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE è diretto contro Met/c-Met umano ed è validato per la citometria a flusso intracellulare (FC). L'immunogeno ricombinante (aa 25-932) garantisce la specificità, supportando studi in oncologia, sviluppo e segnalazione recettoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Met/c-Met umano coniugato con PE
Note/Alias	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4233
ID del gene	4233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-932 di Met/c-Met umano (NP_000236.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08581
Peso della proteina	156kDa
Spedizione	Borsa refrigerante