

Pe Anti-Mouse Cd11C Mab - Q9Qxh4

Numero articolo: CM0005831

introduzione

Anticorpo monoclonale di criceto armeno coniugato con PE mirato al CD11c murino (Integrina alfa-X). Progettato per applicazioni di citometria a flusso per studiare le risposte infiammatorie, l'adesione dei monociti e l'eritrofagocitosi nei modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE anti-Mouse CD11c mAb
Osservazioni/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3687
GeneID	16411
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD11c murino
Sorgente	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9QXH4
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio