

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd38 Coniugato Pe Per Citometria A Flusso - P56528

Numero articolo: CM0008256



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE di coniglio anti-mouse CD38, validato per la citometria a flusso. Utile per studiare la segnalazione mediata da CD38, la mobilizzazione del calcio e l'attivazione dei linfociti. SWISS: P56528.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD38 mAb
Note/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Mouse
GeneID (umano)	952
GeneID	12494
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-304 del CD38 murino (NP_031672.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P56528
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio