

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd4 Murino Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0009427

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD4 murino (L3T4, Ly-4) coniugato con PE. Validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per l'identificazione dei linfociti T helper negli studi di immunologia murina, nella profilazione immunitaria e nello sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD4 murino
Note/alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
GeneID	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06332
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante