

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Topo Cd69 Per Citometria A Flusso - P37217

Numero articolo: CM0008528

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE, specifico per CD69 di topo (SWISS P37217). Validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione dei linfociti T e dell'omeostasi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Annotazioni/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Topo
ID gene (Umano)	969
ID gene	12515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-199 di CD69 di topo (NP_001028294.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P37217
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio