

Anticorpo Monoclonale Pe Anti-Tcr Γ/Δ Di Topo Per Citometria A Flusso - Tcrdelta

Numero articolo: CM0007817

introduzione

Anticorpo monoclonale di criceto armeno coniugato con PE contro il TCR γ/δ di topo. Validato per citometria a flusso, adatto per lo studio delle popolazioni di cellule T γδ nella ricerca sul sistema immunitario murino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb PE anti-TCR γ/δ di topo
Note / Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Specie	Topo
ID gene	110066/110067
Immunogeno	Proteina ricombinante del TCR γ/δ di topo
Origine	Criceto armeno
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio