

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse/Umano Cd55 Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - Q61475

Numero articolo: CM0009296

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato a PE di coniglio contro CD55 (DAF) topo/uomo validato per la citometria a flusso. Bersaglia il fattore di accelerazione del decadimento del complemento, una proteina ancorata al GPI che inibisce le convertasi C3/C5. Ideale per la ricerca immuno-oncologica e sul complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse/Umano CD55 mAb
Osservazioni/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	1604
GeneID	13136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-361 del CD55/DAF murino (NP_034146.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q61475
Peso Proteico	42KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio