


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Anti-Vegfr-3/Flt-4 Di Coniglio Per Citometria A Flusso - P35916

Numero articolo: CM0011762



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE che bersaglia VEGFR-3/FLT-4 umano. Immunogeno ricombinante (aa 25-776). Validato per la rilevazione mediante citometria a flusso in campioni umani. Ideale per la ricerca sulla linfangiogenesi e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE di coniglio anti-VEGFR-3/FLT-4 umano
Note / Alias	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2324
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-776 di VEGFR3/FLT4 umano (NP_002011.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P35916
Peso proteico	153 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio