

Pe-Cf594 Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd69 Mab Per Citometria A Flusso - Q07108

Numero articolo: CM0008663



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE-CF594 mirato a CD69 umano e di scimmia, convalidato per la citometria a flusso. Rileva l'antigene di attivazione precoce sulle cellule T, cellule B, cellule NK; 23kDa; cross-reagisce con il cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE-CF594 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD69 mAb
Osservazioni/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Specie	Umano
GeneID (umano)	969
GeneID	969
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-199 del CD69 umano (NP_001772.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio