

Pe-Cf594 Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Hla-Dr Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01903

Numero articolo: CM0009779



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE-CF594 contro la catena alfa dell'HLA-DR umano e del macaco cinomolgo (P01903), ottimizzato per la citometria a flusso (FC). Consente il rilevamento delle cellule che presentano l'antigene che esprimono MHC di classe II nella ricerca immunologica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE-CF594 Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HLA-DR Umano/Scimmia
Note/Alias	HLA-DRA1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3122
GenelD	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante dell'HLA-DR umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca refrigerante