

Anticorpo Monoclonale Pe-Cf594 Di Coniglio Anti-Pdgfra/Cd140A Umano/Mouse Per Fc - P16234

Numero articolo: CM0005042



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE-CF594 diretto contro PDGFR α /CD140a umano e mouse, validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio della segnalazione del recettore PDGF, la proliferazione cellulare, lo sviluppo embrionale e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE-CF594 Rabbit anti-Human/Mouse PDGFR α /CD140a
Note/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Specie	Uomo/Mouse
ID gene (Uomo)	5156
ID gene	5156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-524 di PDGFR α (NP_006197.1) umano/mouse
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P16234
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio