

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd22 Di Topo Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P35329

Numero articolo: CM0009149

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD22 di topo coniugato con PE è progettato per la citometria a flusso. Si lega al recettore delle cellule B CD22 (Siglec-2) e facilita l'identificazione e l'analisi funzionale delle cellule B nei campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD22 di topo coniugato con PE
Note/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Specie	Topo
GeneID (umano)	933
GeneID	12483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-151 del CD22 di topo (NP_033975.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35329
Peso della proteina	89 kDa/93 kDa/97 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante