

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11B Umano Di Topo Coniugato Con Pe Per Fc - P11215

Numero articolo: CM0004505



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con PE diretto contro il CD11b umano (Integrina alfa-M, MAC-1) per citometria a flusso. Specifico per il CD11b umano, un recettore di adesione leucocitaria da 127 kDa coinvolto nell'immunità innata e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-CD11b umano di topo coniugato con PE
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3684
GeneID	3684
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dal CD11b umano
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P11215
Peso proteico	127 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio