

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Umano Cd11C Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - P20702

Numero articolo: CM0003993



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato a PE che mira specificamente al CD11c umano (Integrina alfa-X, ITGAX). Validato per la citometria a flusso (FC) e cross-reattivo con campioni umani. Utile per studiare l'adesione dei monociti, la chemiotassi e l'eritrofagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Mouse anti-Umano CD11c mAb
Osservazioni/Alias	CD11C; SLEB6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3687
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD11c umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20702
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio