

Anticorpo Monoclonale Pe Mouse Anti-Umano Cd15/Ssea-1 Per Fc - P22083

Numero articolo: CM0012294

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato a PE che mira all'epitopo umano CD15/SSEA-1 (FUT4), validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca in biologia dei leucociti, caratterizzazione delle cellule staminali e studi di adesione mediata da selectina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Mouse anti-Umano CD15/SSEA-1 mAb
Note/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2526
GeneID	2526
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da CD15/SSEA-1 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22083
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio