


Anticorpo Monoclonale Topo Anti-Umano Cd1A Coniugato Con Pe Per Fc - P06126

Numero articolo: CM0005154



introduzione

Anticorpo monoclonale topo coniugato con PE mirato al CD1a umano, una molecola di presentazione degli antigeni lipidici, convalidato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule NKT e della funzione delle cellule dendritiche nel cancro e nelle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE topo anti-umano CD1a mAb
Osservazioni/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	909
GeneID	909
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato da CD1a umano.
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06126
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio