

Anticorpo Monoclonale Pe Mouse Anti-Umano Cd3 Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0011580



introduzione

Anticorpo monoclonale mouse coniugato PE che bersaglia la catena epsilon CD3 umana (UniProt: P07766). Adatto per la rilevazione dei linfociti T e l'immunofenotipizzazione basata sulla citometria a flusso. Questo reagente permette l'identificazione dei linfociti T in vari tipi di campioni. Reattività di specie: Umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE mouse anti-umano CD3
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umana
GeneID (Umana)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD3 umano
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio