

Anticorpo Monoclonale Pe Mouse Anti-Human Cd42A Per Fc - P14770

Numero articolo: CM0010870



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato a PE che riconosce il CD42a umano (GPIX). Per l'analisi in citometria a flusso (FC) della glicoproteina piastrinica IX, una subunità del recettore del fattore di von Willebrand GPIb-V-IX. Validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Mouse anti-Human CD42a mAb
Note/Alias	GPIX; CD42a
Specie	Umano
ID Gene	2815
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD42a umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
Accessione SWISS	P14770
Peso Molecolare Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio