


Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd45Ro Umano Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0012215



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con PE diretto contro CD45RO umano, una fosfatasi C proteica tirosina-specifica di tipo recettore coinvolta nell'attivazione delle cellule T. Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC), riconosce l'isoforma CD45RO umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di topo anti-CD45RO umano coniugato con PE
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GenelD (umano)	5788
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575
Peso della proteina	136 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico