

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Umano Cd56 Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0011175



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato a PE anti-CD56 umano (NCAM1), validato per la citometria a flusso (FC). Uno strumento affidabile per lo studio delle cellule natural killer, dell'adesione neurale e dei meccanismi di ingresso virale. - P13591

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Mouse anti-Umano CD56 mAb
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
Gene ID	4684
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato da CD56 umano
Sorgente	Mouse
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13591
Peso Proteico	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio