

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Human Cd56/Ncam1 Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0004433



introduzione

Anticorpo monoclonale Mouse anti-Human CD56/NCAM1 coniugato con PE per applicazioni di citometria a flusso. Rileva la molecola di adesione delle cellule neurali 1 (NCAM1) di 95 kDa, coinvolta nell'adesione dei neuroni e nell'ingresso virale. Reagisce incrociatamente con umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Mouse anti-Human CD56/NCAM1 mAb
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
Gene ID	4684
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD56/NCAM umano.
Sorgente	Mouse
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio