

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Human Tcr Vδ2 Coniugato Con Pe Per Fc - P04234

Numero articolo: CM0011013



introduzione

Ottimizzato per la citometria a flusso, questo anticorpo monoclonale di topo coniugato con PE contro il TCR Vδ2 umano fornisce un'analisi affidabile dei sottogruppi di cellule T e un'elevata specificità per campioni umani nella ricerca immunologica, ideale per studi sulle cellule T gamma/delta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Mouse anti-Human TCR Vδ2 mAb
Note/Alias	TCRD; TRD@; TCRDV1
Specie	Umano
GeneID	6964
Immunogeno	Proteina ricombinante del TCR Vδ2 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04234
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio